



# Pesons pour lève-personnes



## Une pesée en toute sécurité

### ↪ Pesons Non Classe III et Classe III

#### Caractéristiques techniques

	Peson Non Classe III		Peson Classe III	
				
	CE		CE 0071	
<b>Appareil compatible</b>	<b>Samssoft 175</b>	<b>Hermès</b>	<b>Samssoft 175</b>	<b>Hermès</b>
<b>Référence</b>	SR 282 0400	SR 232 1000	SR 282 0500	SR 232 0900
<b>Code ACL</b>	36643 901 370 3 5	36643 901 363 3 5	36643 901 370 4 2	36643 901 363 2 8
<b>Capacité</b>	300 kg *		175 kg	250 kg
<b>Précision</b>	100 g			
<b>Dimensions</b>	82 x 175 x 55 mm		130 x 165 x 58 mm	
<b>Poids</b>	0,62 kg		1,2 kg	
<b>Fixation supérieure</b>	Ø 10 mm		Rotule Ø 12 mm	
<b>Fixation inférieure</b>	Ø 10 mm		Chape Ø 14 mm + 20 mm de largeur	
<b>Garantie</b>	1 an		2 ans	
<b>Alimentation</b>	3 piles AAA		1 pile 9V – type 6LR61	

\* Limitée à la charge maximale supportée par le lève-personne (175 kg pour Samssoft 175 et 250 kg pour Hermès)

**Drive DeVilbiss Healthcare France** est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.