

Dispositifs de transfert glissants *RoLLbody*



- Transfert aisé
- 4 modèles
- Imperméable et désinfectable

Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

RoLLbody

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Housse rotative à **fort pouvoir glissant et facile d'entretien.**
- Entièrement **impermeable aux liquides et à l'air**, avec traitement anti-bactérien et ignifuge, imputrescible et indéchirable.
- **Désinfectable** : supporte tous les produits classiques de désinfection.
- **Poignées de transport** thermoformées **intégrées.**
- **Renforts de sécurité** aux extrémités.
- **Radiotransparents** (les vis et écrous de fixation des poignées sont en plastique).

ACCESSOIRES

Protections jetables :

Housses pour Rollbody
200 x 60 cm (par 100)
Réf. SR 180 5900

Housses pour Rollbody
82 x 50 cm (par 100)
Réf. SR 100 1200



Rollbody Mini

Rollbody long pliant

Rollbody long rigide

Rollbody spécial bloc opératoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	Rollbody Mini Réf. : SR 180 1000	Rollbody long pliant Réf. : SR 180 2000	Rollbody long rigide Réf. : SR 180 3000	Rollbody Spécial bloc opératoire Réf. : SR 180 4000
Longueur hors-tout (cm)	90	185		
Longueur utile (cm)	70	165		
Largeur (cm)	50			
Poids (kg)	2,6	4		
Poids maximal supporté (kg)	110		130	



Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

