

# FAUTEUILS MANUELS PLIANTS

## Novo et Novo<sup>light</sup>



drive | De Vilbiss HEALTHCARE Tarif 2018

Jan-2018

**Fauteuil manuel pliant Novo (Acier) ou Novo Light (Alu).**  
Dossier Fixe ou inclinable par crémaillère.  
Roues avant 6"x1"3/4 et roues arrières 24"x1"3/8 à bandages noirs. Mains courantes en aluminium, toile vinyle noire avec mousse de rembourrage (dossier et siège), palettes re-pose-pieds réglables en hauteur, accoudoirs escamotables, manchettes Pu 50 x 320 mm, freins à pousser.



Date :  
Nom du patient :  
Cachet du distributeur :

Poids : à partir de **13,4 kg**.  
Poids maximum de l'utilisateur : **125 kg**.  
Largeurs d'assise : **39, 42, 45, 48, 51 cm**.

		Code LPPR	Quantité	Prix Public		LPPR
				HT	TTC	TTC
<b>Dossier Fixe</b>						
<b>Novo F - Acier</b> - Sélectionnez la largeur d'assise						
M 120 02000	39 cm	4107723		<b>529,85</b>	<b>558,99</b>	<b>558,99</b>
M 120 02000	42 cm	4107723				
M 120 02000	45 cm	4107723				
M 120 02000	48 cm	4107723				
M 120 02000	51 cm	4107723				
<b>Novo light F - ALU</b> - Sélectionnez la largeur d'assise						
M 123 01000	39 cm	4107723		<b>529,85</b>	<b>558,99</b>	<b>558,99</b>
M 123 01000	42 cm	4107723				
M 123 01000	45 cm	4107723				
M 123 01000	48 cm	4107723				
M 123 01000	51 cm	4107723				
<b>Dossier inclinable par crémaillères</b>						
<b>Novo I - ACIER</b> - Sélectionnez la largeur d'assise						
M 120 01000	39 cm	4118193		<b>572,18</b>	<b>603,65</b>	<b>603,65</b>
M 120 01000	42 cm	4118193				
M 120 01000	45 cm	4118193				
M 120 01000	48 cm	4118193				
M 120 01000	51 cm	4118193				
<b>Novo light I - ALU</b> - Sélectionnez la largeur d'assise						
M 123 02000	39 cm	4118193		<b>572,18</b>	<b>603,65</b>	<b>603,65</b>
M 123 02000	42 cm	4118193				
M 123 02000	45 cm	4118193				
M 123 02000	48 cm	4118193				
M 123 02000	51 cm	4118193				
<b>ACCESSOIRES</b>						
<b>Repose-jambe avec reposer-pied articulé</b>						
M 220 40001	Côté droit	4342654				105,76
M 220 40002	Côté gauche	4342654				105,76
<b>Tige porte-sérum</b>						
M 727 09101	universel					
<b>OPTIONS</b>						
<b>Roulettes anti-basculé (la paire)</b>						
M 220 42200						
<b>Appui-tête multi-positions articulé (garniture SOFT noire)</b>						
M 227 24900		4325302				63,41
<b>Ceinture ventrale</b>						
M 305 43000						



Repose-jambe avec reposer-pied articulé



Tige porte-sérum



Roulettes anti-basculés



Appui-tête multi-positions articulé



Ceinture ventrale