

FAUTEUILS CONFORT IDSoft Evolution et Softy



Juillet 2018 rev 5

drive | DeVilbiss HEALTHCARE Tarif 2018

Prescription : Fauteuil roulant pliant à dossier inclinable/appui-tête réglable/ repose-jambe droit et gauche avec repose pieds articulés/coussin de dossier avec housse/(coussin d'assise à mémoire de forme).

Assise et dossier profilés, inclinables par vérins à gaz ou électriques, 2 repose-jambes inclinables et appui-tête multi-positions. Dossier à structure rigide, coussin profilé amovible hauteur 490 mm, inclinable par vérin à gaz ou électrique sur 30°. L'ensemble du dossier est ajustable en hauteur : plaque assise/haut du dossier de 550 à 630 mm.

Dossier rabattable sur l'assise pour le transport. Fauteuil conforme à un usage de siège dans les véhicules motorisés (norme NF ISO 7176-19).

Repose-jambes inclinables avec appui-mollets et palettes réglables en inclinaison, accoudoirs amovibles, réglables en hauteur, équipés de manchettes confort larges ou d'appui-bras gouttière.

Poids : à partir de 34,2 kg
Poids maximum de l'utilisateur : **140 kg**
Hauteur sol/plaque assise de série à **450 mm**



IDSoft Evolution



Softy

Date :

Nom du patient :

Cachet du distributeur :

Sélectionnez votre configuration

		Code LPPR	LPPR TTC
CHASSIS en acier coloris bronze			
IDSoft Evolution			
M 105 60100	390 mm : assise réglable de 390 à 440 mm	4118193 + 4375116x2 + 4342654x2 + 4325302	948,38 €
M 105 60100	440 mm : assise réglable de 440 à 490 mm		
M 105 60100	490 mm : assise réglable de 490 à 540 mm		
IDSoft Evolution Prime (équipé de deux manchettes gouttières)			
M 105 60300	390 mm : assise réglable de 390 à 440 mm	4118193 + 4375116 x2 +4342654 x2 + 4325302	1187,16 €
M 105 60300	440 mm : assise réglable de 440 à 490 mm		
M 105 60300	490 mm : assise réglable de 490 à 540 mm	+ 4327382 x2	
Softy Microfibre chocolat "Rvêtement mis en place" a			
M 105 60100 + M 705 51700-39CHMI	390 mm : assise réglable de 390 à 440 mm	4118193 + 4375116x2 + 4342654x2 + 4325302	948,38 €
M 105 60100 + M 705 51700-44CHMI	440 mm : assise réglable de 440 à 490 mm		
M 1056 0100 + M 705 51700-49CHMI	490 mm : assise réglable de 490 à 540 mm		
Softy Microfibre chocolat "Rvêtement inclus à installer" a			
M 105 60100 + M 205 84600-39CHMI	390 mm : assise réglable de 390 à 440 mm	4118193 + 4375116x2 + 4342654x2 + 4325302	948,38 €
M 105 60100 + M 205 84600-44CHMI	440 mm : assise réglable de 440 à 490 mm		
M 1056 0100 + M 205 84600-49CHMI	490 mm : assise réglable de 490 à 540 mm		
Softy Aspect cuir chocolat (PVC) "Rvêtement mis en place" b			
M 105 60100 + M 705 51700-39CHPV	390 mm : assise réglable de 390 à 440 mm	4118193 + 4375116x2 + 4342654x2 + 4325302	948,38 €
M 105 60100 + M 705 51700-44CHPV	440 mm : assise réglable de 440 à 490 mm		
M 105 60100 + M 705 51700-49CHPV	490 mm : assise réglable de 490 à 540 mm		
Softy Aspect cuir chocolat (PVC) "Rvêtement inclus à installer" b			
M 105 60100 + M 205 84600-39CHPV	390 mm : assise réglable de 390 à 440 mm	4118193 + 4375116x2 + 4342654x2 + 4325302	948,38 €
M 105 60100 + M 205 84600-44CHPV	440 mm : assise réglable de 440 à 490 mm		
M 105 60100 + M 205 84600-49CHPV	490 mm : assise réglable de 490 à 540 mm		
PROPULSION DE SERIE			
Roues motrices à démontage rapide 24" x 1" 3/8 rayons, bandages (la paire)			
Roues directrices - 8" x 1" 1/4 bandages (la paire)			

COUSSIN PRÉVENTION DE L'ESCARRE VISCOÉLASTIQUE CLASSE II c			
M 435 03100	pour taille 39	1224084	69,00 €
M 435 00200	pour taille 44	1224084	69,00 €
M 435 03000	pour taille 49	1271379	81,00 €

OPTION INCLINAISON ÉLECTRIQUE (montage en usine impératif)			
Inclinaison électrique par télécommande 1 moteur			
M 705 52000	IDSoft Evolution (inclinaison assise)		
M 705 52200	Softy (inclinaison assise)		
Inclinaison électrique par télécommande 2 moteurs			
M 705 52100	IDSoft Evolution (inclinaison assise et dossier)		
M 705 52300	Softy (inclinaison assise et dossier)		
Batterie pour fonctionnement autonome de l'inclinaison électrique (1 ou 2 moteurs)			
M 705 52400			

			LPPR
		Code LPPR	TTC

OPTION DE PROPULSION

Roues motrices à démontage rapide 24" pneumatiques (la paire)			
M 729 13700			
Roues motrices 22" (impérativement avec roues avant 6")			
M 729 01600			
Roues directrices 6" x 1" 1/4 bandages (la paire)			
M 729 01800			

ACCESSOIRES DE PROPULSION

Roues de transit 12,5" (la paire)			
M 205 41100			

SYSTEME DE FREINAGE PAR TIERCE-PERSONNE

M 705 51100	roues 24" x 1"3/8 rayons, bandages noirs		
-------------	--	--	--

OPTIONS DE SECURITE

Ceinture sécurité ventrale ^d			
M 305 43000			
Roulettes anti-basculés (la paire) ^e			
M 705 40500			

ACCOUDOIRS

Accoudoirs équipés d'une manchette gouttière articulée et réglable (unité) (incompatible avec tablette et Softy) De série sur version Prime ^f			
M 705 51301	à droite	4327382	119,39 €
M 705 51302	à gauche	4327382	119,39 €

OPTIONS DE CONFORT ET DE POSITIONNEMENT

Appui-tête multipositions à oreillettes longues (à monter et non compatible avec le modèle Softy) ^g			
M 205 40000			
Tablette amovible (non compatible avec le modèle Softy, et version Prime) ^h			
M 234 02100		4329040	76,84 €
Cale-tronc réglables et escamotables (non compatible avec le modèle Softy) ⁱ			
M 205 84401	à droite		
M 205 84402	à gauche		
Plot d'abduction escamotable (non compatible avec le modèle Softy) ^j			
M 205 25100			
Porte sérum ^k			
M 705 40700			

Visuels des Options



Revêtement Microfibre



Revêtement Aspect cuir (PVC)



Coussin prévention de l'escarre visco-élastique classe II



Ceinture de sécurité ventrale



Roulettes anti-basculé




Manchette gouttière mousse visco, réglable et orientable*



Appui-tête à oreillettes longues et orientables*




Tablette amovible*



Cale-tronc*



Plot d'abduction escamotable*



Porte sérum

Hauteur sol/plaque d'assise	Roue arrière	Fixation roue arrière	Fourche	Roue avant
45 cm	24"	2	2	8"
42,5 cm	24"	1	2	6"
42,5 cm	22"	2	2	6"
40 cm	22"	1	1	6"

*Non compatible avec le modèle Softy