


FAUTEUILS IDSoft Evolution

Version à pousser



Jun-2018-rev2

drive | De Vilbiss HEALTHCARE Tarif 2018

| | | |
|---|---|---|
| <p>Prescription : Fauteuil de transfert pour adulte (ou enfant ≤ 16 ans)</p> <p>Assise et dossier profilés, inclinables par vérins à gaz ou électriques, 2 repose-jambes inclinables et appui-tête multi-positions. Dossier à structure rigide, coussin profilé amovible hauteur 490 mm, inclinable par vérin à gaz ou électrique sur 30°. L'ensemble du dossier est ajustable en hauteur : plaque assise/haut du dossier de 550 à 630 mm.</p> <p>Dossier rabattable sur l'assise pour le transport. Fauteuil conforme à un usage de siège dans les véhicules motorisés (norme NF ISO 7176-19).</p> <p>Repose-jambes inclinables avec appui-mollets et palettes réglables en inclinaison, accoudoirs amovibles, réglables en hauteur, équipés de manchettes confort larges ou d'appui-bras gouttière.</p> <p>Poids : à partir de 34,2 kg Poids maximum de l'utilisateur : 140 kg Hauteur sol/plaque assise de série à 450 mm</p> |  <p>IDSoft Evolution version à pousser</p> <p>Softy version à pousser</p> | <p>Date :</p> <p>Nom du patient :</p> <p>Cachet du distributeur :</p> |
|---|---|---|

Sélectionnez votre configuration

| | Code LPPR | LPPR |
|--|--|--|
| | | TTC |
| CHASSIS en acier coloris bronze | | |
| IdSoft Evolution | | |
| M 105 60100 + M 705 50900 | 390 mm : assise réglable de 390 à 440 mm | <p>Si plus de 16 ans</p> <p>4263950</p> |
| M 105 60100 + M 705 50900 | 440 mm : assise réglable de 440 à 490 mm | |
| M 105 60100 + M 705 50900 | 490 mm : assise réglable de 490 à 540 mm | |
| Softy Microfibre chocolat "Rvêtement mis en place" a | | |
| M 105 60100 + M 705 50900 M 705 51700-39CHMI | 390 mm : assise réglable de 390 à 440 mm | <p>Si plus de 16 ans</p> <p>403,50 €</p> |
| M 105 60100 + M 705 50900 M 705 51700-44CHMI | 440 mm : assise réglable de 440 à 490 mm | |
| M 1056 0100 + M 705 50900 M 705 51700-49CHMI | 490 mm : assise réglable de 490 à 540 mm | |
| Softy Microfibre chocolat "Rvêtement inclus à installer" a | | |
| M 105 60100 + M 705 50900 M 205 84600-39CHMI | 390 mm : assise réglable de 390 à 440 mm | |
| M 105 60100 + M 705 50900 M 205 84600-44CHMI | 440 mm : assise réglable de 440 à 490 mm | |
| M 1056 0100 + M 705 50900 M 205 84600-49CHMI | 490 mm : assise réglable de 490 à 540 mm | |
| Softy Aspect cuir chocolat (PVC) "Rvêtement mis en place" b | | |
| M 105 60100 + M 705 50900 M 705 51700-39CHPV | 390 mm : assise réglable de 390 à 440 mm | |
| M 105 60100 + M 705 50900 M 705 51700-44CHPV | 440 mm : assise réglable de 440 à 490 mm | |
| M 105 60100 + M 705 50900 M 705 51700-49CHPV | 490 mm : assise réglable de 490 à 540 mm | |
| Softy Aspect cuir chocolat (PVC) "Rvêtement inclus à installer" b | | |
| M 105 60100 + M 705 50900 M 205 84600-39CHPV | 390 mm : assise réglable de 390 à 440 mm | |
| M 105 60100 + M 705 50900 M 205 84600-44CHPV | 440 mm : assise réglable de 440 à 490 mm | |
| M 105 60100 + M 705 50900 M 205 84600-49CHPV | 490 mm : assise réglable de 490 à 540 mm | |
| PROPULSION DE SERIE | | |
| Roues motrices 12,5" (la paire) | | |
| Roues directrices - 8" x 1" 1/4 bandages (la paire) | | |

*Uniquement remboursable pour moins de 16 ans

| COUSSIN PRÉVENTION DE L'ESCARRE VISCO-ÉLASTIQUE CLASSE II c | | | |
|--|----------------|---------|---------|
| M 435 03100 | pour taille 39 | 1224084 | 69,00 € |
| M 435 00200 | pour taille 44 | 1224084 | 69,00 € |
| M 435 03000 | pour taille 49 | 1271379 | 81,00 € |

| OPTION INCLINAISON ÉLECTRIQUE (montage en usine impératif) | | | |
|---|--|--|--|
| Inclinaison électrique par télécommande 1 moteur | | | |
| M 705 52000 | IDSoft Evolution (inclinaison assise) | | |
| M 705 52200 | Softy (inclinaison assise) | | |
| Inclinaison électrique par télécommande 2 moteurs | | | |
| M 705 52100 | IDSoft Evolution (inclinaison assise et dossier) | | |
| M 705 52300 | Softy (inclinaison assise et dossier) | | |
| Batterie pour fonctionnement autonome de l'inclinaison électrique (1 ou 2 moteurs) | | | |
| M 705 52400 | | | |

| | | Code LPPR | LPPR TTC |
|--|---------------------------------|-----------|-------------|
| OPTION DE PROPULSION | | | |
| M 729 01800 | roues directrices 6" (la paire) | | |
| SYSTEME DE FREINAGE PAR TIERCE-PERSONNE | | | |
| M 705 51000 | roues 12,5" | 4314853 | 28,71 €* |
| M 705 51400 | roues 16" | 4314853 | 28,71 €* |
| OPTIONS DE SECURITE | | | |
| Ceinture sécurité ventrale ^d | | | |
| M 305 43000 | | | |
| Roulettes anti-basculer (la paire) ^e | | | |
| M 705 40500 | | | |
| ACCOUDOIRS | | | |
| Accoudoirs équipés d'une manchette gouttière articulée et réglable (unité) (incompatible avec tablette et Softy) ^f | | | |
| M 705 51301 | à droite | | |
| M 705 51302 | à gauche | | |
| OPTIONS DE CONFORT ET DE POSITIONNEMENT | | | |
| Appui-tête multipositions à oreillettes longues (à monter et non compatible avec le modèle Softy) ^g | | | |
| M 205 40000 | | | |
| Tablette amovible (non compatible avec le modèle Softy) ^h | | | |
| M 234 02100 | | 4376386 | 76,82 €* |
| Cale-tronc réglables et escamotables (non compatible avec le modèle Softy) ⁱ | | | |
| M 205 84401 | à droite | | |
| M 205 84402 | à gauche | | |
| Plot d'abduction escamotable (non compatible avec le modèle Softy) ^j | | | |
| M 205 25100 | | 4360215 | 69,84 €* |
| Porte sérum ^k | | | |
| M 705 40700 | | | |

*Uniquement remboursable pour moins de 16 ans

Visuels des Options



a

Revêtement
Microfibre



b

Revêtement
Aspect cuir (PVC)



c

Coussin prévention de
l'escarre visco-élastique
classe II



d

Ceinture de
sécurité
ventrale



e

Roulettes
anti-basculer



f

Manchette gouttière
mousse visco, réglable et
orientable**



g

Appui-tête à oreillettes
longues et orientables**



h

Tablette
amovible**



i

Cale-tronc**



j

Plot d'abduction
escamotable**



k

Porte sérum

| Hauteur sol/plaque d'assise | Roue arrière | Fixation roue arrière | Fourche | Roue avant |
|---|---|---|--|--|
|  45 cm |  16" |  4 |  2 |  8" |
| 40 cm | 16" | 3 | 1 | 6" |
| 45 cm | 12,5" | 5 | 2 | 8" |
| 40 cm | 12,5" | 4 | 1 | 6" |

**Non compatible avec le modèle Softy