

FAUTEUILS COQUILLES Club et Living



Siège coquille de série, réglable en inclinaison, pour un usage intérieur (classe A).

Equipé de série :

- d'une palette repose-pied réglable, amovible et escamotable,
- d'une assise en mousse de prévention de l'escarre classe II,
- d'un harnais de maintien 4 points,
- d'un coussin d'appui cervico-céphalique amovible et réglable en hauteur.

Inclinaison du repose-jambes automatique ou manuelle.

Club : 4 roues Ø125mm dont 2 freinées à l'arrière.

Living : 4 roues Ø60mm freinées à double galets

Châssis acier coloris noir givré.

Poids maximum utilisateur 120 kg.



CLUB



LIVING

Date :

Nom du patient :

Cachet du distributeur :

Sélection taille du fauteuil


Largeur d'assise :

39	42	45	48	51

Profondeur d'assise :

41	44	47

Sélection du revêtement



Microfibre

a



Aspect cuir/PVC

Choisissez votre combinaison (110 possibles) **partie centrale**



Aspect cuir/PVC

appui-tête* +accoudoirs

b



(*sauf si partie centrale en microfibre, appui-tête en microfibre également)



Sélectionnez votre configuration

Code LPPR

LPPR

TTC

FAUTEUIL COQUILLE

Modèle CLUB	Versions	Réglage inclinaison	Réglage RJ	Code LPPR	TTC
 <p>CLUB M 108 082 00</p>	Standard 1 vérin à gaz	Manuel	Automatique	6284783	532,54 €
	Vario 2 vérins à gaz		Indépendant		
	Confort 1 vérin électrique	Électrique	Automatique		
	Confort Vario 2 vérins électriques		Indépendant		
 <p>LIVING M 108 083 00</p>	Standard 1 vérin à gaz	Manuel	Automatique	6284783	532,54 €
	Vario 2 vérins à gaz		Indépendant		
	Confort 1 vérin électrique	Électrique	Automatique		
	Confort Vario 2 vérins électriques		Indépendant		

OPTIONS

Remplacement roues avant libres par roues freinées (uniquement sur le modèle CLUB) a

M 708 258 00

Tablette ventrale b

6284790

60,31 €

Tablette latérale c

6284790

60,31 €

Batterie (uniquement compatible avec versions Confort et montage usine uniquement) d

Porte-sérum et support e

ACCESSOIRES

Appareil de soutien partiel de la tête f

M 308 281 00

6257378

171,51 €

Visuels

Roues avant freinées



Tablette ventrale




Tablette latérale



Batterie (uniquement pour versions Confort)



Porte-sérum et support



Appareil de soutien partiel de la tête



*coloris/matière idem appui-tête standard