

FAUTEUIL MANUEL PLIANT

Novo^{light}



<p>Fauteuils manuels légers et pliants (Alu). Dossier Fixe ou Inclinable par crémaillère. Roues avant 6"x1"3/4 et roues arrières 24"x1"3/8 à bandages noirs. Mains courantes en aluminium, toile vinyle noire avec mousse de rembourrage (dossier et siège), palettes repose-pieds réglables en hauteur, accoudoirs escamotables, manchettes Pu 50 x 320 mm, freins à pousser.</p> <p>Poids : à partir de 13,4 kg. Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg. Largeurs d'assise : 39, 42, 45, 48, 51 cm.</p>		<p>Date :</p> <p>Nom du patient :</p> <p>Cachet du distributeur :</p>
---	--	---

Code LPPR LPPR TTC


CHÂSSIS

NOVO LIGHT F - ALU - Sélectionnez la largeur d'assise				
M 123 0100		39 cm		
		42 cm	9148804	558,99 €
		45 cm		
		48 cm		
		51 cm		
NOVO LIGHT I - ALU (dossier inclinable par crémaillères) - Sélectionnez la largeur d'assise				
M 123 0200		39 cm		
		42 cm	9148780	603,65 €
		45 cm		
		48 cm		
		51 cm		


ACCESSOIRES / OPTIONS

Repose-jambe avec repose-pied articulé a				
M 220 40001		Côté droit (39/42)		
M 220 40002		Côté gauche (39/42)	9384798	105,76 €
M 220 41001		Côté droit (45/48/51)		
M 220 41002		Côté gauche (45/48/51)		
M 727 09101	Tige porte-sérum universelle b			
M 220 42200	Roulettes anti-bascule (la paire) c			
M 227 24900	Appui-tête multi-positions articulé (garniture SOFT noire) d	9357212		63,41 €
M 305 43000	Ceinture ventrale e			


Visuels




Repose-jambe avec repose-pied articulé




Tige porte-sérum



Roulettes anti-bascule



Appui-tête multi-positions articulé



Ceinture ventrale