


# Chaise de douche Inspiration Bois



## Une gamme très design

### ↪ Chaise de douche *Inspiration Bois*

#### Stable et confortable

- Chaise **design et tendance** qui s'intègre à tout type d'intérieur
- **Couleurs chaudes et agréables** pour occulter l'aspect médical du produit
- Assise et dossier **agréables** au touché lisse
- Chaise **réglable en hauteur** pour s'adapter à toutes les tailles
- Assise et dossier **larges** pour assurer confort et stabilité
- **Légère et résistante à la corrosion** pour une meilleure durée dans le temps
- **Patins antidérapants** pour plus de sécurité



Nouveauté

#### Caractéristiques

- Dimensions hors-tout maxi (P x l x h) : 53 x 50 x 90 cm
- Dimensions de l'assise (P x l) : 29 x 47 cm
- Hauteur de l'assise : 40 à 55 cm (7 positions)
- Dimensions du dossier (l x h) : 40 x 14 cm
- Hauteur du dossier : 35 cm
- Matières : aluminium et plastique
- Poids total : 4,1 kg
- Poids maximal supporté : 136 kg

<b>Référence</b>	SA 212 1000	<b>Code ACL</b>	36643 901 544 2 1
------------------	-------------	-----------------	-------------------



**Drive DeVilbiss Healthcare France** est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.