


# Tabouret de douche

## Doa



## Une assistance au quotidien pour encore plus d'autonomie

### ↷ Tabouret de douche réglable en hauteur *Doa*

#### Léger et résistant

- **Réglable en hauteur** sur 19 cm grâce à un système de boutons poussoirs
- **Patins antidérapants** pour plus de sécurité
- **Assise en plastique très résistante**
- Tabouret **léger et résistant à la corrosion** grâce à sa structure en aluminium
- Tabouret à montage sans outils



#### Caractéristiques

- Largeur hors-tout : 34 x 34 cm
- Hauteur sol/siège : 34 à 53 cm
- Diamètre de l'assise : 32 cm
- Matières : plastique et aluminium
- Couleur : blanc
- Poids total : 1,3 kg
- Poids maximal supporté : 130 kg

#### Référence

SA 211 8600

#### Code ACL

36643 901 423 3 6



Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.