


# Chaise mobile de douche et de toilettes *Mahina*



## Une toilette confortable

### ↪ Chaise de douche et de toilettes *Mahina*

#### Légère et pratique

- Chaise **confortable** grâce à son siège rembourré et son dossier en toile incliné vers l'arrière
- **Légère et facile à manier** grâce à son châssis en aluminium et ses 4 roues en plastique pivotantes de 75 mm de Ø
- **Roues arrière** munies de **freins** pour plus de sécurité
- **Facile à démonter** pour le rangement ou le transport
- Chaise **livrée avec seau et couvercle** pour une double utilisation en chaise de douche et chaise garde-robe
- **Seau amovible** par l'arrière pour faciliter l'accès



#### Caractéristiques

- Dimensions hors-tout : 57 x 55 x 97 cm
- Dimensions de l'assise : 40 x 40 cm
- Hauteur sol/assise : 53 cm
- Hauteur du dossier : 46 cm
- Largeur entre accoudoirs : 46 cm
- Hauteur des accoudoirs : 18 cm
- Matière du châssis : aluminium
- Poids total (avec le seau) : 6,7 kg
- Poids maximal supporté : **136 kg**

<b>Référence</b>	SA 211 2700	<b>Code ACL</b>	34015 285 025 7 6
------------------	-------------	-----------------	-------------------



**Drive DeVilbiss Healthcare France** est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.