


# Chaise de douche Makémo



## Une douche en toute sécurité

### ↗ Chaise de douche adaptable à toutes corpulences

#### Makémo

Une chaise de douche design, solide et légère

- **Dossier et poignées amovibles** pour faciliter la sortie du patient
- Dimensions de l'assise **réglables et adaptables** à tous types de corpulence pour plus de confort
- Chaise **réglable en hauteur** pour convenir à toutes les tailles grâce à un système à visser sans risque de pincement avec témoins de couleur
- **Séchage** et évacuation de l'eau plus **rapide** grâce au siège perforé
- **Patins antidérapants** sous chaque pied pour plus de sécurité
- Produit livré sous emballage « prêt à vendre »



### Caractéristiques

- Dimensions du siège : 45 x 36 cm
- Dimensions du dossier : 43 x 32 cm
- Dimensions hors-tout : 44 x 55 cm
- Hauteur sol/siège : 41 à 52 cm
- Hauteur des poignées : 13 cm
- Poids total : 4,8 kg
- Poids maximal supporté : 158 kg

<b>Référence</b>	SA 211 2800	<b>Code ACL</b>	34010 600 022 0 6
------------------	-------------	-----------------	-------------------



Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.