

Chaise de douche Océane avec poignées



Une chaise épousant les formes du corps pour prendre une douche en toute sécurité

↷ Chaise de douche *Océane avec poignées*

Une chaise de douche confortable, sûre et légère.

- **Forme incurvée** de l'assise et du dossier épousant les formes du corps
- Chaise **réglable en hauteur** pour convenir à toutes les tailles
- **Poignées latérales** facilitant l'assise et le relevage
- Découpe avant facilitant la toilette intime
- **Patins antidérapants** sous chaque pied pour une sécurité maximale
- Montage **sans outil**



Caractéristiques

- Dimensions hors-tout (lxpxh) : 48,5 x 48,5 x 66,5 cm (mini.) / 53,5 x 50,5 x 84 cm (maxi.)
- Hauteur sol/siège (au centre) : réglable de 35 à 52 cm (pas de 2,5 cm)
- Dimensions du dossier (lxpxh) : 41,5 x 2,5 x 17 cm
- Dimensions du siège (lxpxh) : 48,5 x 33,3 x 2,7 cm
- Matières : aluminium et plastique
- Couleur : blanc
- Poids : 2,6 kg
- Poids maximal supporté : **136 kg**

Référence	SA 211 9100-BLA19	Code ACL	34010 412 110 8 5
------------------	-------------------	-----------------	-------------------



Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.