


Siège mural de douche Inspiration Bois



Une gamme très design

↪ Siège mural pliant *Inspiration Bois*

Stable et confortable

- Siège **design et tendance** qui s'intègre à tout type d'intérieur
- **Couleurs chaudes et agréables** pour occulter l'aspect médical du produit
- Assise **agréable** au touché lisse
- Siège **repliable contre le mur** pour plus de discrétion et un encombrement minimisé
- Pieds **ajustables en hauteur** pour s'adapter à toutes les tailles et à tout type de sol



Nouveauté

Caractéristiques

- Largeur hors-tout : 47 cm
- Profondeur hors-tout : 42 cm
- Encombrement au sol (P x l) : 42 x 47 cm
- Encombrement plié (l x P x h) : 47 x 14 x 51 cm
- Hauteur de l'assise : 48 à 56 cm (4 positions)
- Dimensions de l'assise (P x l) : 29 x 47 cm
- Matières : aluminium et plastique
- Poids total : 3,4 kg
- Poids maximal supporté : 136 kg

Référence

SA 212 1200

Code ACL

36643 901 544 4 5



Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.