


Rehausse WC

TSE 120



Une grande stabilité pour plus de confort

↷ Rehausse WC avec accoudoirs relevables **TSE 120**

Un réhausseur sécurisant et facile à installer

- Structure en polypropylène **robuste et facile d'entretien**
- **Montage aisé** sur toutes les cuvettes courantes et /ou normalisées
- **Fixation sécurisée** dans les trous de la cuvette (en lieu et place de l'abattant d'origine)
- **Hauteur de réhausse réglable** sur 3 positions (9cm, 12,5cm , 16cm)
- **Accoudoirs relevables** et amovibles
- Livré avec abattant pré-monté et amovible



Caractéristiques

- Longueur totale : 49 cm
- Largeur totale : 55 cm
- Largeur entre accoudoirs : 46 cm
- Hauteur totale : 38 cm
- Hauteur cuvette /siège réglable : +9cm / +12,5cm / +16cm
- Coloris : blanc
- Poids total : 3.6 kg
- Poids maximal supporté : **120 kg**

Référence	520 500 400	Code ACL	36643 900 435 7 2
------------------	-------------	-----------------	-------------------



Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.