


Tabouret de douche Inspiration Bois



Une gamme très design

↪ Tabouret de douche *Inspiration Bois*

Stable et confortable

- Tabouret **design et tendance** qui s'intègre à tout type d'intérieur
- **Couleurs chaudes et agréables** pour occulter l'aspect médical du produit
- Assise **agréable** au touché lisse
- Tabouret **réglable en hauteur** pour s'adapter à toutes les tailles
- **Assise large** pour assurer confort et stabilité
- **Léger et résistant à la corrosion** pour une meilleure durée dans le temps
- **Patins antidérapants** pour plus de sécurité



Nouveauté

Caractéristiques

- Dimensions hors-tout maxi (P x l x h) : 51 x 50 x 55 cm
- Dimensions de l'assise (P x l) : 29 x 47 cm
- Hauteur de l'assise : 40 à 55 cm (7 positions)
- Matières : aluminium et plastique
- Poids total : 2,9 kg
- Poids maximal supporté : 136 kg

Référence	SA 212 1100	Code ACL	36643 901 544 3 8
------------------	-------------	-----------------	-------------------



Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.