


Tabouret de douche

Tahaa



Une assistance au quotidien pour encore plus d'autonomie

↷ Tabouret de douche à assise tournante *Tahaa*

Assise rotative à 360° avec blocage tous les 90°

- **Réglable en hauteur** sur 17,5 cm (pas de 2,5 cm) grâce à un système de boutons poussoirs
- **Patins antidérapants** de 6 cm de diamètre pour plus de sécurité
- **Tablette** intermédiaire **rigide** pour ranger et utiliser plus facilement les produits pour la douche
- **Coussin amovible** pour un meilleur entretien
- Produit livré sous emballage « Prêt à Vendre »



Caractéristiques

- Largeur hors-tout : 38 cm
- Hauteur sol/siège : 41 à 58 cm
- Diamètre de l'assise : 34 cm
- Epaisseur du coussin : 2 cm
- Matière de l'assise : polyuréthane
- Poids total : 2,4 kg
- Poids maximal supporté : 135 kg

Référence	SA 211 2600	Code ACL	34015 285 026 3 7
------------------	-------------	-----------------	-------------------



Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.