


CHAISE DE DOUCHE

Égée



Chaise de douche pliante

Très pratique pour le rangement ou le voyage

- Piètement et dossier rabattables pour diminuer l'encombrement et faciliter le transport.
- En plastique très confortable.

Caractéristiques

- Hauteur sol/assise réglable: **38 à 43 cm (3 positions)**
- Dimensions hors tout maxi. (lxp) : **49 x 54 cm**
- Dimensions assise (lxh) : **49 x 33 cm**
- Dimensions dossier (lxh) : **38 x 31 cm**
- Largeur plié : **24 cm**
- Hauteur assise/dossier : **31 cm**
- Couleur : - structure : métallisée
- assise/dossier : blanc
- Matière : - structure : **aluminium**
- assise/dossier : **PVC**
- Poids : **3,6 kg**
- Poids maxi supporté : **90 kg**



| MODÈLE | RÉFÉRENCE | CODE ACL |
|--------|--------------------|-------------------|
| Égée | SA 211 0000 | 34010 413 511 6 3 |