


CHAISE DE DOUCHE GARDE-ROBE

Suva



Une chaise 3 en 1 confortable et discrète

Chaise de douche garde-robe SUVA

- 3 en 1 : peut être utilisée comme fauteuil garde-robe, chaise de douche et sur-élévateur de toilettes.
- Confortable et fonctionnelle.
- 2 modèles : avec ou sans coussin d'assise et de dossier.
- Bassin amovible muni d'un couvercle à verrouillage automatique.
- Nettoyage facile : surfaces lisses, coussins facilement amovibles.
- Réglage de la hauteur simple et sans outils.

Caractéristiques techniques

- Largeur totale : 505 mm
- Longueur totale : 395 mm
- Hauteur totale : 750/877 mm
- Hauteur du siège : 420/545 mm
- Largeur de l'assise : 460 mm
- Profondeur de l'assise : 430 mm
- Poids total : 5,1 kg
- Charge max. : 130 kg
- Matériau : 6061 Aluminium, plastique



MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
SUVA avec coussin	SA2118100	3664390168572
SUVA sans coussin	SA2117900	3664390169562

CODE LPP	DÉSIGNATION	TARIF LPP
6284903	Chaise percée avec accoudoirs et seau, Drive DeVilbiss	102,62€

