


TABOURET DE DOUCHE

RTL12061



Tabouret de douche à assise tournante

Assise rotative à 360° avec blocage tous les 90°

- **Réglable en hauteur** sur 15 cm (pas de 3 cm) grâce à un système de boutons poussoirs.
- **Patins antidérapants** de 5,5 cm de diamètre pour plus de sécurité.
- **Tablette** intermédiaire **rigide** pour ranger et utiliser plus facilement les produits pour la douche.
- **Coussin amovible** pour un meilleur entretien.
- Produit livré sous emballage «Prêt à Vendre».

Caractéristiques

- Matière de l'assise : **polyuréthane**.
- Hauteur du siège : **41 à 55,5 cm**.
- Largeur hors-tout : **37 cm**.
- Diamètre de l'assise : **35 cm**.
- Angle de basculement : **10°**.
- Poids : **2,7 kg**.
- Poids maxi supporté : **135 kg**.



MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
RTL12061	RTL12061EU	ACL 36643 901 677 2 8

