

ROLLATOR 2 ROUES

Londres



Une aide au déplacement sécurisante

Une aide à la marche

- Muni de **deux roues à l'avant** pour faciliter les déplacements.
- **Embouts antidérapants à l'arrière** pour plus de stabilité à l'arrêt.
- Poignées **réglables en hauteur** pour s'adapter à toutes les tailles.
- Muni d'un **siège** permettant de se reposer.
- **Poignées anatomiques** pour plus de sécurité et de maintien.
- **Pliable** pour un transport et un rangement plus aisés.

Caractéristiques

- Profondeur hors-tout : 53 cm
- Largeur hors-tout : 58 cm
- Largeur plié : 14 cm
- Hauteur des poignées : 79 à 96 cm
- Hauteur sol/siège : 54 cm
- Dimensions du siège : 37 x 20 cm
- Matière : acier
- Couleur : gris métallisé
- Poids total : 5,4 kg
- Poids maximal supporté : **100 kg**



MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
LONDRES	SA 130 2005	34010 956 340 8 3

