

Fauteuil électrique aerocarbon



- **Ultra léger
et compact**
- **Idéal pour
les déplacements**

Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

drive 
M E D I C A L

Ultra-léger

Notre fauteuil électrique le plus léger, avec un poids de **12 kg***.

Fibre de carbone

Châssis garanti 5 ans

Accoudoirs relevables.
Ceinture ventrale de série.
Assise et dossier rembourrés.

Vitesse maxi
6 km/h

Autonomie
15 km



Design et performant

Fauteuil roulant électrique élégant et moderne conçu pour offrir une maniabilité sans effort, un confort avancé.



Boîtier de contrôle intuitif

Pour une conduite toute en souplesse et en facilité.

Compact et pliage rapide

Parfait pour le transport grâce à son poids plume et à son pliage facile. Idéal pour les coffres de voitures.



Idéal pour les voyages

Voyagez en toute sécurité, batterie lithium (24V/10Ah) légère avec recharge à distance.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions hors-tout (Lxpxh)	Dimensions plié hors-tout (Lxpxh)	Dimensions du siège	Garde au sol	Motorisation	Poids total	Poids de la batterie	Poids maxi utilisateur
950003100	91 x 61 x 89 cm	73 x 31 x 76 cm	44 x 42 cm	3,2 cm	24V / 150W	12 kg*	1,5 kg	136 kg

* sans batterie.

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

Dimensions ± 10 mm.



Cachet du distributeur

Drive Medical France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tél. +33 (0)3 83 495 495 - www.drivedevilbiss.fr