

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE PLIANT

Instafold



Fauteuil électrique pliant.
 VHP, propulsion électrique, à dossier non inclinable.
 Usage : intérieur et extérieur sur sols lisses.
 Châssis pliable mécaniquement. Accoudoirs relevables.
 Palette repose-pieds monobloc réglable en hauteur.
 Compartiment de rangement sous assise.
 Roues arrière motrices bandages 12".
 Roues avant pivotantes bandages 8" avec absorbeur de choc.
 Largeur d'assise : 440mm. Hauteur d'assise : 550mm.
 Dimensions : 1050 x 620 x 990 mm (plié : 400 x 620 x 790 mm).
 Batterie Lithium 24 V, 20Ah. Autonomie : 23 km.
 Moteurs : 2 x 200 w.
 Poids : 24,3kg sans batterie. Poids max. utilisateur : 120 kg.



Date :

Nom du patient :

Cachet du distributeur :

		Code LPP	LPP TTC
FAUTEUIL ÉLECTRIQUE PLIANT			
Instafold			
IFPC17SIL-FR		9195287	2702.81€
OPTION			
E0300037	Batterie 20 Ah supplémentaire		
M23801000	Coussin Chauffant		

Visuels



Suspension avant



Se range facilement dans un coffre




Contrôleur joystick intelligent



Sacoche de rangement



Batterie supplémentaire disponible pour encore plus d'autonomie



Coussin chauffant (en option)