


Réhausse WC

Ticco 2G



Confortable, la sécurité en plus

↗ Réhausse WC *Ticco 2G*

Un réhausseur sécurisant et facile à installer

- Structure en polypropylène **robuste et facile d'entretien**
- **Montage aisé** sur toutes les cuvettes standards
- **Fixation sécurisée**
- **Réhausse la cuvette des toilettes de 10 cm** pour plus de confort et de sécurité
- 2 modèles disponibles : avec ou sans couvercle



Caractéristiques

- Profondeur : 39 cm
- Largeur : 39 cm
- Profondeur de l'ouverture : 27,3 cm
- Largeur de l'ouverture : 20,3 cm
- Hauteur : 10 cm
- Hauteur avant avec / sans couvercle : 10 cm / 8,6 cm
- Hauteur arrière avec / sans couvercle : 11,5 cm / 10 cm
- Coloris : blanc
- Matière : plastique PP (PolyPropylène)
- Poids total avec / sans couvercle : 1,43 kg / 1,17 kg
- Poids maximal supporté : **225 kg**

Référence avec couvercle	523 400 000	Code ACL	36643 901 594 7 1
Référence sans couvercle	523 300 000	Code ACL	36643 901 594 6 4



Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.