

# RÉHAUSSE WC AVEC ACCOUDOIRS RELEVABLES TSE 120



*Une grande stabilité pour plus de confort*

## Un réhausse WC sécurisant

- Structure en polypropylène **robuste et facile d'entretien**
- **Montage aisé** sur toutes les toilettes courantes et/ou normalisées
- **Fixation sécurisée** dans les trous de la cuvette (en lieu et place de l'abattant d'origine)
- **Hauteur de réhausse réglable** sur 3 positions (8,5 cm, 12 cm, 15,5 cm)
- **Accoudoirs relevables** et amovibles
- Livré avec abattant prémonté et amovible



## Caractéristiques

- Longueur totale : 49 cm
- Largeur totale : 55 cm
- Largeur entre accoudoirs : 46 cm
- Hauteur totale : 38 cm
- Hauteur cuvette/siège réglable : +8,5 cm/+12 cm/+15,5 cm
- Coloris : blanc
- Poids total : 3,6 kg
- Poids maximum supporté : **120 kg**

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
TSE 120	520500400	3664390043572