


TABOURET DE DOUCHE

HAO²



Tabouret de douche avec accoudoirs

Simple et ultra léger

- Accoudoirs recouverts de mousse confort, et amovibles par boutons poussoirs.
- Orifices d'évacuation de l'eau en surface.
- Plastique antidérapant.
- Patins antidérapants de 5,5 cm de diamètre.



Caractéristiques

- Hauteur sol siège : **42 à 54,5 cm**
- Assise : **40 x 33 x 4 cm**
- Dimensions hors-tout maxi : **54,5 x 43 x 71 cm**
- Hauteur des accoudoirs : **17 cm**
- Matière : structure en **aluminium**
assise en **plastique**
- Poids : **2,6 kg**
- Poids maxi supporté : **136 kg**

MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
HAO ²	12440KD-1-FR	34015 827 737 9 0